

Nombre

Protector bucal

Mouth Guard

Descripción

El protector bucal termomoldeable está diseñado para reducir lesiones por impacto producidos en la práctica deportiva.

Su exclusivo diseño permite la máxima adaptación a la cavidad bucal, proporcionando protección y confort durante su uso.

Impide que se golpeen los dientes y reduce las vibraciones, protegiendo de manera integral.

Código externo

1287-PB

Código interno

P871PPB

Modo de acción

Impide que se golpeen los dientes y reduce las vibraciones, protegiendo de manera integral.

Materialidaa

La EVA termoformable permite adaptar la forma del protector a la dentadura de cada persona. También puede ser recortado de acuerdo a sus necesidades.

Tabla de talles / Código de barras

Según la edad:			
S	Niños	7798128676353	
L	Adultos	7798128676360	

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Estuche plastico con etiqueta	
Cantidad	1 unidad	
Color	Transparente	
NCM		
Peso sin envase		
Peso con envase		
Volumen con envase		0,000123 m3
Industria/Origen		Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:

www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

- 1. Colocar el protector bucal en la dentadura superior y acomodar hasta lograr su confort.
- 2. Recortar el excedente en caso que sea necesario.
- 3. Sumergir en agua caliente durante 15 segundos. Luego retirar y sacudir el excedente de agua.
- **4.** Colocar inmediatamente en la boca y morder firmemente sin traspasarlo.
- 5. Moldear el exterior con los dedos y presionar con la lengua hacia el paladar, manteniendo la boca cerrada.
- 6. Mantener por un minuto en posición.
- 7. Enjuaguar con agua fría y almacenar.
- **8.** En caso de que no resulte confortable, repetir el procedimiento de ablandado.

Modo de lavado y Almacenamiento

Conservar en su caja contenedora. No exponer a altas temperaturas. Se recomienda higienizar el protector luego de cada uso. Lavar a mano. No usar blanqueadores.

Advertencias y Recomendaciones

Evitar deformar de manera severa el producto.

No traspasar el protector con los dientes. En caso de deformación severa, suspender el uso.

En caso de irritación u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. Mantener el producto lejos de objetos cortantes.

Productos relacionados

VD - RASV - TAS2 - MASD2 - RAS2 - CAS2

Composición

EVA 100%

Ficha de producto-PB-v1

