



Nombre

Muñequera larga con dedo libre y ajuste Air Sport

Air Sport wrist support with thumb hole and adjustable strap

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. La banda de ajuste con abrojo, aporta fuerzas adicionales de compresión. Puede ser utilizada en ambas manos.

El tejido tubular respirable sin costuras y anatómico permite practicar deportes sin la acumulación de humedad.

Código externo

1101.MASD2N

Código interno

P461PMASD2N

Modo de acción

La muñequera aplica fuerzas multidireccionales en la muñeca y palma de la mano que mantienen las articulaciones en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones se logra mediante la estabilización de la articulación y la aplicación de compresión localizada sobre la zona, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración. La banda de ajuste aporta fuerzas adicionales para brindar soporte y mayor estabilización a la articulación.

Materialidad

El spandex, poliéster y elastodieno, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. El poliéster, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de respirabilidad.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de muñeca:

S	13 - 16 cm.	7798128676131
M	16 - 18 cm.	7798128676148
L	18 - 20 cm.	7798128676155
XL	21 - 22 cm.	7798128676162

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Introducir la mano a través de la muñequera.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
3. Ajustar la banda a elección.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Miositis
- * Bursitis
- * Artritis
- * Lesiones inflamatorias
- * Esguinces leves
- * Inestabilidad articular

Composición

Poliéster 49%, Elastodieno 42%, Elastano 9%

Productos relacionados

MAS - MASD - VDNE - VDNA - VD

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Naranja con naranja
NCM	6307.90.90.900Q
Peso sin envase	0.040 kg
Peso con envase	0.048 kg
Volumen con envase	0,00111375 m ³
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global