

PROTECTOR DE TALÓN ANTIESCARAS **THERAHEEL**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SKU:
TM1100

Nombre:
Theraheel

Descripción:
Protector de talón antiescaras

Color de cubierta:
Azul

Dimensiones del producto:
24 x 24 x 10 cm

Dimensiones del empaque:
38 x 24 x 8 cm

Peso del producto:
320 g

Peso bruto:
0,5 kg



CARACTERÍSTICAS

Previene las escaras o úlceras por presión en talones.

Elimina puntos de dolor para que el paciente descanse cómodamente.

Brinda soporte total al pie liberándolo de molestias.

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:
8 pares

Tamaño de la caja de envío:
50 x 50 x 40 cm

Peso bruto:
3,5 Kg

MATERIALES

Cubierta
100% algodón

Relleno
100% Polipropileno