



Cojín Protector de talón Theraboot


Theraboot crea una extra protección alrededor del pie en pacientes en cama. Evita la formación de escaras en la zona de los tobillos y el talón.



**CONTROLA LA
HUMEDAD**



**SOPORTE
SEGURO**



**FLUJO DE AIRE
CONTINUO**

CARACTERÍSTICAS

- Theraboot crea una extra protección alrededor del pie en pacientes en cama. Evita la formación de escaras en la zona de los tobillos y el talón.
- Cuenta con un bolsillo de suspensión donde el talón puede mantenerse en un estado de flotación continua, evitando las úlceras por la presión.
- Está fabricado con materiales flexibles que reducen la fricción, elimina la humedad y ayuda a la circulación del aire, manteniendo seca la piel del paciente.
- La espuma de alta densidad del Theraboot, ofrece una protección firme sin lastimar al usuario.
- Mantiene su forma original durante años a pesar del uso.
- Tiene dos correas suaves al tacto que ayudan a controlar la dorsiflexión del pie y protegen al paciente contra las escaras.

ESPECIFICACIONES

Item: TM1101

Descripción: Cojín Protector de talón

Nombre: Theraboot

Color: Azul y Negro

Peso del producto: 0.59 Kg

Dimensiones del producto: 33.02 x 29.21 x 15.24 cm

Dimensiones de la caja: 49 x 32 x 53 cm

Cantidad por caja: 12 unidades

Material de relleno: 100% Espuma de poliuretano.

Material de la cubierta: Poliéster 100% PU con respaldo acolchado.

Garantía: 1 año.