




## Protector Impermeable Theratransfer

El protector impermeable para colchones Theratransfer es perfecto para mantener la humedad alejada del paciente y ayudar con su transferencia



**SUPERFICIE SIN  
HUMEDAD**



**RESISTENTE Y  
LAVABLE**



**4 RESISTENTES  
AGARRADERAS**

### CARACTERÍSTICAS

- Base antideslizante para mayor protección.
- Centro ultra absorbente (hasta 250ml de líquido).
- Controla los malos olores.
- Se puede lavar hasta 300 veces.
- Protege al colchón de manchas.
- Ultra resistente.

### ESPECIFICACIONES

Item: TM1200

**Descripción:** Protector impermeable para colchones

**Nombre:** Theratransfer

**Color:** Blanco

**Peso del producto:** 0.8 Kg

**Dimensiones del producto:** 86 x 132 cm

**Dimensiones de la caja:** 50 x 47 x 39 cm

**Peso Bruto:** 21.2 Kg

**Cantidad por caja:** 24 unidades

**Materiales:**

290gsm 100% vinilo PVC azul

Agarraderas 100% poliéster

Relleno 100% polyester

200 GSM

**Garantía:** 1 año.