



## CARACTERÍSTICAS


- Puede inflarse alrededor del paciente sin necesidad de moverlo de la cama.
- Segura gracias a su sistema de paredes de doble altura que evitan que el paciente pueda caerse o que el agua se desborde.
- Su formato ergonómico posee el tamaño de una cama de hospital estándar, pudiendo acomodar al paciente de hasta 1.88 cm de alto.
- Posee una manguera de desagüe en la parte inferior.
- Incluye bomba eléctrica de aire para el llenado o vaciado rápido de la bañera.

## Bañera Inflable Theraspring

La bañera inflable Theraspring está diseñada para proveer un baño completo y más reconfortante a pacientes que se encuentran en cama, mientras facilita la labor del cuidador o de su familiar



**BOMBO  
ELÉCTRICA DE  
AIRE**



**RESISTENTE  
AL AGUA  
CALIENTE**



**PAREDES DE  
DOBLE ALTURA**

## ESPECIFICACIONES

Item: TM1420

Descripción: Bañera inflable

Nombre: Theraspring

Color: Azul celeste

Peso del producto: 2.9 Kg

Capacidad máxima: 150 Kg

Dimensiones del producto: 218 x 100 x 38 cm

Dimensiones de la caja: 47 x 42 x 32 cm

Peso Bruto: 12 Kg

Cantidad por caja: 3 unidades

Materiales: Tina de Baño: 0,35 mm de espesor ECO PVC

Especificaciones eléctricas de la bomba:

Entrada: 100-240V; 50 / 60HZ

Potencia: 120W

Salida: 400L / M

Presión de aire: 0.68PSI

Garantía: 1 año