# **TheraMart**

## LAVACABEZAS PORTÁTIL PARA CAMA

## **THERAWASH**

### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

**SKU:** TM1430

Nombre:

TheraWash

Descripción:

Lavacabezas portátil para cama

**Dimensiones del producto:** 

46 x 35 x 13 cm

Dimensiones del empaque:

47 x 36 x 14 cm

Peso del producto:

0.53 kg

Peso bruto:

 $0.55 \, \text{kg}$ 

Capacidad máxima:

5 L

### **CARACTERÍSTICAS**

Soporta hasta 5 litros de líquido.

Soporte de silicona removible para cuello y cabeza.

Manguera de desagüe plegable y removible.

Tapón para sistema de drenaje que sella completamente el interior contra filtraciones.

ldeal para usar en combinación con la ducha y el balde TheraSpring.

#### **ESPECIFICACIONES POR LOTE**

Cantidad por caja:

20 unidades

Tamaño de la caja de envío:

100 x 40 x 60 cm

Peso bruto:

12 kg

### **MATERIALES**

90% PP 10% Silicón