

THERAMULTI PILLOW - TM212

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Descripción:

Cojín / almohada antiescara.

Dimensiones del producto:

64 x 50 cm

Peso del producto:

0.94 kg

Dimensiones del empaque:

68 x 55 cm

Peso bruto del producto:

1.04 kg



INDICACIONES GENERALES

Reduce el riesgo de aparición de úlceras (escaras) causadas por la presión. Minimiza dolores y brinda confort al paciente

CARACTERÍSTICAS

Diseño anatómico multifuncional que le permite ser usado en cualquier zona propensa a la aparición de escaras.

Funda fácil de higienizar con un trapo o pañuelo húmedo.

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:

6 unidad

Tamaño de la caja de envío:

63 x 46 x 72 cm

Peso bruto:

7.2 kg

MATERIALES

Relleno de bolas de fibra 850g
Cubierta: tejido de revestimiento de PVC

NOTA:

Los tonos de la cubierta y el interior pueden tener ciertas variaciones. Las imágenes expuestas en esta ficha técnica y cualquier página web, son solo para representar la forma y esencia del producto.

El cambio de color no afectará en absoluto la funcionalidad del mismo.