TheraMart



CARACTERÍSTICAS

Gel con estructura de colmena con base de espuma para mayor ergonomía y adaptabilidad al contorno natural de la espalda

Cubierta agradable al tacto

Sistema de triple cierre para adaptarse a cualquier asiento

COJÍN DE SOPORTE LUMBAR

THERABACK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SKU:

TM325

Nombre:

Theraback

Descripción:

Cojín de soporte Lumbar

Color de cubierta:

Negro

Dimensiones del producto: 43 x 37 x 6.5 cm

Dimensiones del empaque:

43.5 x 38.5 x 7 cm

-0.0 X 00.0 X 7 CIT

Peso del producto:

840 g

Peso bruto:

1,1 kg

Máximo peso soportado:

150 kg

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:

6 unidades

Tamaño de la caja de envío:

45 x 43 x 40 cm

Peso bruto:

7,5 kg

MATERIALES

Cubierta

35% Poliéster, 30% SBR, 35% PU.

Relleno

55% Gel con estructura de colmena, 45% Espuma.

Correas:

100% poliéster.