

TheraMart



Cojín Therafoam

El Cojín Therafoam provee una redistribución óptima de la carga reduciendo el riesgo de aparición de úlceras gracias a su tecnología de espumas Theraforma que reduce los puntos de presión.



**TECNOLOGÍA
THERAFORMA**



**PROTECCIÓN
ANTIBACTERIANA**



**MÁXIMA
SEGURIDAD**

CARACTERÍSTICAS

- Es la mejor opción de comodidad para personas que permanecen sentadas por largos periodos.
- Recomendado para el uso en la oficina, en el auto o simplemente para relajarse en casa.
- Diseño anatómico que alivia los dolores de espalda en la región lumbar.
- Reduce el riesgo de infección y malos olores.

ESPECIFICACIONES

Item: TM370

Descripción: Cojín.

Nombre: Therafoam

Color: Negro

Peso del producto: (Talla) - SKU

0,85 kg (Small) - TM370S

0,95 kg (Medium) - TM370M

1,03 kg (Large) - TM370L

Dimensiones del producto: (Talla) - SKU

35 x 40 x 7.6 cm (Small) - TM370S

40 x 40 x 7.6 cm (Medium) - TM370M

40 x 45 x 7.6 cm (Large) - TM370L

Peso máximo soportado: 150 kg

Dimensiones de la caja / Peso Bruto (Talla) - SKU

47 x 50 x 43 cm / 9,4 kg (Small) - TM370S

47 x 50 x 43 cm / 10 kg (Medium) - TM370M

47 x 50 x 43 cm / 10 kg (Large) - TM370L

Cantidad por caja: 6 unidades

Materiales de relleno: Espuma viscoelástica + espuma de alta densidad.

Cubierta: 80% poliéster + 20% tejido compuesto de caucho + Respaldo de 100% cuero PVC

Garantía: 1 año