



Cojín Theramax para Silla de Ruedas

Theramax brinda más estabilidad al usuario, a la vez que ofrece confort de alto nivel. Se ajusta a la configuración de la silla de ruedas.



**TECNOLOGÍA
THERAULTRA**



**SUPERFICIE
RESISTENTE A
LA HUMEDAD**



**FONDO
ANTIDESLIZANTE**

CARACTERÍSTICAS

- Excelente para pacientes que sufren de incontinencia.
- Cubierta removible y expandible de fácil limpieza.
- Resistente al agua y al fuego.
- Cuenta con una base antideslizante para evitar que se mueva de su lugar.
- Se ajusta a la configuración de la silla de ruedas.
- Su superficie resistente a la humedad, le ayuda a conservarse limpio durante más tiempo, mientras evita la absorción del sudor y otros líquidos.

ESPECIFICACIONES

Item: TM375

Descripción: Cojín para silla de ruedas.

Nombre: Theramax

Color: Negro

Peso del producto: 0.71 Kg

Peso máximo soportado: 113 Kg

Dimensiones del producto: 41 x 43 x 6.35 cm

Dimensiones de la caja: 48 x 43 x 44 cm

Peso Bruto: 6.45 Kg

Cantidad por caja: 4 unidades

Materiales de relleno: 100% Poliuretano

Cubierta: Tela elastica negra + base de cuero antideslizante

Garantía: 1 año