TheraDays

Especificaciones del producto

SKU: TM526


Descripción:

Colchón de espuma para la prevención de úlceras por presión o escaras

Dimensiones del producto: 200 x 90 x 15 cm

> Peso de produto: 8.3 kg

Peso Soportado 226 kg



Características

- Disminuye el riesgo de formación de úlceras por presión.
- Espuma de soporte para el talón suave para protección extra.
- Para mayor comodidad, se adapta perfectamente a las camas plegables.
- Para información de limpieza y almacenamiento, lea el manual de instrucciones.

NOTA: Los tonos de la cubierta y el interior pueden tener variaciones. Las imágenes expuestas en esta ficha técnica y cualquier página web, son solo para representar la forma y esencia del producto.

El cambio de color no afectará en absoluto la funcionalidad o calidad del mismo.

Especificaciones por lote

Cantidad por caja: 1 unidad

Tamaño de caja de envío: 31 x 31 x 102 cm

Peso Bruto: 10.7 kg

Materiales

Espuma superior 26D viscoelástica Espuma de talón 45D viscoelástica Espuma de base 26D alta densidad Cubierta 100% poliéster con base de PVC

