


PROTECTOR IMPERMEABLE CON ELÁSTICOS **THERAPROOF MAX**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**SKU:**

TM1010

Nombre:

TheraProof Max

Descripción:

Protector impermeable para colchón con bandas elásticas.

Dimensiones del producto:

90 x 200 cm

Peso del producto:

1.2 Kg

Dimensiones del empaque:

25 x 33.5 x 6.5 cm

Peso bruto:

1.26 Kg

CARACTERÍSTICAS

Protege tu colchón de los líquidos y fluidos.

Asea a tu paciente sin mojar la cama.

Ahorra en pañales + 2lts de absorción.

Reduce la cantidad de residuos del aseo.

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:

12 unidades

Tamaño de la caja de envío:

51 x 35 x 36 cm

Peso bruto:

16 Kg

MATERIALES

Revestimiento:
80%algodón 20% poliéster ibex

Soaker:
100%poliéster

Revestimiento inferior:
PVC azul de 280 gsm