

Fecha de actualización:
27/05/2021

TheraMart



DUCHA PORTÁTIL THERAAQUA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SKU:
TM1440

Nombre:
TheraAqua

Descripción:
Ducha Portátil

Dimensiones del producto:
Bolsa: 50.04 x 34.80 cm
Ducha: 12.98 cm
Manguera: 120.40 cm

Peso del producto:
0.26 kg

Dimensiones del empaque:
28.8 x 16 x 5.5 cm

Peso Bruto:
0.35 kg

Capacidad máxima de la bolsa:
9 Litros.

CARACTERÍSTICAS

Ducha portátil desmontable y fácil de manipular.

Bolsa resistente a pinchazos.

Manguera de gran longitud para mayor versatilidad.

Capacidad de agua suficiente para un baño digno.

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:
24

Tamaño de la caja de envío:
73 x 33 x 30 cm

Peso bruto:
10 kg

MATERIALES

Bolsa de Eco PVC de 0.35 mm
Manguera y ducha de PP