

Kidoo

EN EL COLE O EN CASA PARA LOS MÁS PEQUES



Kidoo™ es una silla terapéutica perfecta para rehabilitación, aprendizaje, alimentación y diversión. Proporciona un **apoyo adecuado y seguro** gracias a su fácil ajuste de altura y profundidad. Su amplia gama de accesorios como cinturón pélvico, reposacabezas, taco abductor o controles de tronco, **satisfacen las necesidades de cada usuario mejorando su comodidad y seguridad.**

Fabricada en madera ecológica, la silla de interior Kidoo™ es una **herramienta en el proceso de rehabilitación e integración social ideal tanto en el hogar como en la escuela.**

Caract. y Espec.

- Estructura de madera ecológica
- Cojín y respaldo con tapicería impermeable
- Reclinable y basculante
- Asiento ajustable en altura y profundidad
- Cinturón pélvico
- Reposabrazos regulables en altura y ángulo

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg


* Este valor no puede ser el factor principal para la selección del tamaño del producto.

	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3	TALLA 4
ANCHO DE ASIENTO	23	26,5	31	35
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	18-23,5	22,5-30	24,5-34,5	31-41
ALTURA DE RESPALDO	26	31	35	40
ANCHO DE RESPALDO	23	26,5	31	35
ALTURA ASIENTO	19,5-26	24-31,5	27,5-36,5	33-44
INCLINACIÓN RESPALDO	90º-116º	90º-116º	90º-116º	90º-116º
CARGA MÁXIMA	20	30	40	55
ALTURA INDICATIVA USUARIO *	90-100	90-115	100-130	110-150
ANCHO TOTAL	34	37	42	47
PROFUNDIDAD TOTAL	37,5	41	53	58
ALTURA	48	56	63	75
PESO	5	6,5	8	11

Modelos y tallas

- AK-KDO1 kidoo - Talla 1
- AK-KDO2 kidoo - Talla 2
- AK-KDO3 kidoo - Talla 3
- AK-KDO4 kidoo - Talla 4


Colores




"Med" azul mar (estándar)



"Med" piel (bajo pedido)



"Med" rojo (bajo pedido)



"Med" lila (bajo pedido)



"Med" verde (bajo pedido)



"Med" gris (bajo pedido)

Accesorios



Reposacabezas ajustable Hexagon Pro de Kidoo



Headloft



Sandalias estabilizadoras de pies y tobillos Jordi y Kidoo



Peto de fijación de 4 puntos Akces-Med



Bandeja Kidoo



Joy



Base móvil con reposapiés y cinchas Kidoo



Reposapiés con cinchas Kidoo



Base fijación / mecedora Kidoo



Taco abductor Kidoo



Soportes de tronco Kidoo



Pads estrechadores Kidoo



Separador de rodillas Kidoo



Mesa Kidoo