



Nombre

Calza Alta Support Tight

Código externo

03.04.A1

Código interno

16.A1

Descripción

Ayuda a mantener el calor corporal a la vez que brinda soporte muscular y compresión en cadera, abdomen y muslos, mejorando el rendimiento durante la práctica deportiva. El calor genera una zona termo reductora, ayudando a quemar grasas, descontracturando, eliminando toxinas y ayudando a tratar la celulitis. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva.

Modo de acción

La calza ayuda a retener el calor corporal convirtiéndolo en calor terapéutico que genera zonas termoreductoras y ayuda a prevenir desgarros. La compresión y contención permite mantener a los músculos y tejidos del abdomen, muslos y cadera estabilizados para prevenir esguinces y dolores articulares.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una textura suave.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de cintura

Talle	Medida	Código de barras
S	64 - 78 cm.	7798094545684
M	78 - 92 cm.	7798094545691
L	92 - 106 cm.	7798094545707
XL	106 - 120 cm.	7798128672256

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

- Colocarse la calza de manera que el logo Profit quede hacia el frente.
- Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Patologías

- * Afecciones musculares
- * Afecciones lumbosacras
- * Contracturas
- * Desgarros

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

A2 - A3 - CT1/CT1B - CT2 - CT3 - CT4/CT4B - CUD

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6113.00.00
Peso sin envase	465 g / 0,465 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global