



Nombre

Muñequera Elástica

Elastic Wrist Support

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste suave y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva. Su diseño tubular brinda un ajuste óptimo que se adapta a la anatomía de cada usuario. Contiene dos muñequeras.

Código externo

01.01.EM1

Código interno

45.EM1

Modo de acción

La muñequera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radio carpiana, aplicando compresión moderada sobre la zona.

Materialidad

Elaborada a partir de tejido elástico, que brinda compresión suave, respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por algodón -fibra natural, hipoalergénica-, y elastodieno.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de muñeca

S	14 - 16.5	7798128671303
M	16.5 - 19	7798128671310
L	19 - 21.5	7798128671327

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al

Instrucciones de uso

- 1. Introducir la mano a través de la muñequera, hasta que la misma quede colocada en la muñeca.
- 2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Bolsa	
Cantidad	2 unidades	
Color	Negro	
NCM	6307.90.90	
Peso sin envase		
Peso con envase		
Volumen con	envase	
Industria/Or	igen Argentina	

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4 Venta lihre

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA -

Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor: www.ptm.global - info@ptm.global Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.















Patologías

- * Contusiones
- * Esguinces
- * Distensiones
- * Debilidad muscular
- * Dolores reumáticos
- * Tendinitis
- * Inflamación tendinosa
- * Artritis de muñeca

Algodón 76% Elastodieno 24% Productos relacionados

M1 - M2 - M3 - M4 - MAS

