



BIPEDESTADOR STAND UP TILT

DETALLE TÉCNICO
(Agregue accesorios opcionales)

Sistema de bipedestación, regulable en inclinación mediante pedal actuador. Base compacta con brazos desplegados para su guardado. Ruedas de giro libre, con freno y bloqueo de dirección. Columna central con clamps plásticos en todas sus regulaciones. Ángulos de inclinación regulables de 0 a 90°, uso en supino y posición vertical. Apoya pies de madera con talonera plásticas giratorias de contención con doble strap, regulables en ancho, profundidad y rotación. Soportes de rodilla anatómicos y asimétricos en goma de media densidad, regulables en ancho, altura y profundidad. Pads anatómicos de tronco y pelvis, en espuma de media densidad regulables en altura, ancho y profundidad. Faja posterior con velcro y hebilla de seguridad. Mesa de madera desmontable con inserto acrílico y bordes de contención, regulable en inclinación, altura y profundidad. Soporte de tronco de doble elasticidad con hebillas inferiores giratorias. Apoya cabeza regulable en altura y profundidad.

Medidas

M

1 a 1,40 m. (Peso máx. 40 kg)

S

0,60 a 1,20 m. (Peso máx. 40 kg)



Apoya cabeza
Ultra QCR Stealth



Apoya cabeza
i2i Stealth



Respaldo conformado
New Back + FIPS



Tobillos BP

Accesorios opcionales

¡Ahora configura tu producto ONLINE! > www.rehab.com.ar