# **TheraMart**

### THERAPEUTIC PRODUCTS



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Ideal para transferencias desde la cama a la silla de ruedas, silla reclinable o ducha, o desde el piso a la cama.
- Cuenta con una apertura para ayudar al usuario a cumplir sus necesidades básicas y brindar apoyo al cuidador, facilitando el proceso de higienización del paciente o usuario.
- Se adapta para ser usada con la Grúa Theramotion que soporta hasta 205 Kg de peso.
- Se adapta para ser usada con la Grúa Theratomic que soporta hasta 180 Kg de peso.
- Disponible en tamaño M y L.
- Fabricado con poliéster duradero y un diseño de malla.
- Se puede lavar.

## Arnés con comodo para grúa Theramotion®

El arnés con comodo para la grúa Theramotion® ayuda a transportar a los usuarios o pacientes con dificultad para moverse por sí mismos.

Cuenta con 4 correas de altísima resistencia que mantienen en cómodo equilibrio al usuario mientras es transportado.







COMPATIBLE CON THERAMOTION

COMPATIBLE CON THERATOMIC

DISEÑO DE MALLA RESISTENTE

#### **ESPECIFICACIONES**

Item: TM1300

Descripción: Arnes sin comodo para grúa.

Nombre: Theramotion®

Color: Azul

Peso del producto:

0.67 Kg (M) 0.75 Kg (L)

Capacidad máxima: 272 Kg

Dimensiones del producto:

126 x 101 cm (M) 132 x 110 cm (L)

Dimensiones de la caja / Peso Bruto (Talla)

60 x 53.5 x 35 cm / 12.86 Kg (M) 60 x 53.5 x 35 cm / 13.46 Kg (L)

Cantidad por caja: 12 unidades

Materiales: 100% Poliéster + Correas de polipropileno

Garantía: 1 año