

ARNÉS EN FORMATO DE U **THERAMOTION**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**SKU:**

TM1351-M
TM1351-L
1351-XL

Nombre:

TheraMotion

Descripción:

Arnés en formato de U

Dimensiones del producto:

(M) 88 x 122 cm
(L) 99 x 137 cm
(XL) 122 x 144 cm

Peso del producto:

(M) 0.94 kg
(L) 1.37 kg
(XL) 1.4 kg

Máximo peso soportado:

272 kg

CARACTERÍSTICAS

Compatible con Grúas TheraMotion
Compatible con Grúas Theratomic
Ultra resistente
Diseño en formato de U

NOTA:

Consulte el peso máximo soportado de su **grúa** antes de usar.

El peso máximo soportado del arnés y de la grúa pueden diferir. Asegurese que el usuario esté dentro del peso máximo soportado de ambos productos.

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:

12 unidad

Tamaño de la caja de envío:

(M) 54.5 x 40.5 x 62 cm
(L) 46.5 x 62 x 12cm
(XL) 64 x 6.5 x 62 cm

Peso bruto:

(M) 17.2 Kg
(L) 21.43 Kg
(XL) 26.5 Kg

MATERIALES

Poliéster, EVA, PP