

TheraPilot



TM1600-S
TM1600-M
TM1600-L

Datos del producto	
Descripción	Cinturón de asistencia para el traslado de personas.
Materiales	<p>Tela de poliéster 600D + Espuma de poliuretano (PU) de 10 mm + Terciopelo + Espuma de 2 mm.</p> <p>Acabado de los bordes: Tela de nylon negro 210T.</p> <p>Asa: Tubo de PVC con cinta de nylon.</p> <p>Hebilla: Polipropileno (PP) de 2 pulgadas. Cinta: Polipropileno (PP) de 2 pulgadas.</p>
Datos de almacenamiento	
Dimensiones del producto	<p>Small-TM1600-S 106 X 11 X 1 cm</p> <p>Medium - TM1600-M 110 X 11 X 1 cm</p> <p>Large - TM1600-L 131.5 X 11 X 1 cm</p>
Peso Bruto Producto	<p>Small-TM1600-S 0.3 kg</p> <p>Medium - TM1600-M 0.31 kg</p> <p>Large - TM1600-L 0.41 kg</p>

Dimensiones del empaque	46 x 21 cm
Dimensiones de la caja de envío	29 x 32 x 38 cm
Peso de la caja de envío	Small-TM1600-S 4.16 kg Medium - TM1600-M 4.27 kg Large - TM1600-L 5.46 kg
Cantidades por caja de envío	12