

Bota ortopédica B-Walk



BB620-S BB620-M BB620-L	BB630-S BB630-M BB630-L
-------------------------------	-------------------------------

Datos del producto	
Descripción	B-WALK es ideal en casos de fracturas en los pies, tobillos y metatarsos; la bota B-Walk de Backbone ofrece mayor libertad y practicidad si se la compara con el tradicional yeso.
Materiales	PP + Aluminio + Metal 50% Poiéster + Nylon 30% Espuma de PU 10% EVA 10%"
Datos de almacenamiento	
Dimensiones del producto	Tallas: Bota corta: S 26.5 x 12.5 x 26 cm M 30.5 x 14.5 x 28 cm L 34 x 14.5 x 29.5 cm Bota Larga: S - 26.5 x 13 x 42 cm M - 31 x 13.5 x 45.5 cm L - 33.5 x 14 x 46.5 cm
Peso bruto	S 0.573 Kg M 0.67 Kg L 0.73 Kg S 0.715 Kg M 0.845 Kg L 0.925 Kg

Peso Neto	Bota Corta: S 0.583 Kg M 0.699 Kg L 0.767 Kg Bota Larga: S 0.727 Kg M 0.871 Kg L 0.957 Kg
Dimensiones de la caja de envío	Bota Corta: 47.5 x 70.5 x 39 cm Bota Larga: 61.5 x 70.5 x 39 cm
Peso de la caja de envío	Bota Corta: S 9.63 Kg M 10.35 Kg L 11.23 Kg Bota Larga: S 12.4 Kg M 13.44 Kg L 13.6 Kg
Limpieza	N/A
Condiciones de almacenamiento	Guardar en condición de seco y protegido de la luz solar directa.