



Nombre

Muñequera larga con dedo libre Air Sport

Código externo

01.01.MASD/MASDA/MASDN/MASDZ

Air Sport long wrist with open thumb

Código interno

46.MASD/MASDA/MASDN/MASDZ

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y rehabilitación de lesiones, mediante la aplicación de compresión a la articulación y a la palma de la mano. Ayuda a prevenir torceduras, esguinces y dolores articulares. Contiene las articulaciones carpianas, permitiendo que la zona se relaje, para continuar la práctica deportiva. Tejida a partir de hilados de alto rendimiento, obteniendo así un producto respirable, de peso ligero y ajuste moderado. El tipo de tejido tubular brinda la compresión óptima que acompaña la anatomía del usuario. Su tecnología de tejido sin costuras elimina roces y molestias causadas por las terminaciones internas maximizando el confort.

Modo de acción

La muñequera aplica fuerzas multidireccionales en la muñeca y en la palma de la mano, que mantienen las articulaciones en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radio carpiana, aplicando compresión moderada sobre la zona.

Materialidad

El spandex, poliéster y elastodieno, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. La poliamida, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de respirabilidad.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno de muñeca.

	MASD	MASDA	COLOR	MASDN	COLOR	MASDZ	COLOR
S	13 - 15 cm. 7798128675523	S	13 - 15 cm. 7798128675936	S	13 - 15 cm. 7798128675974	S	13 - 15 cm. 7798128676018
M	16 - 17 cm. 7798128675530	M	16 - 17 cm. 7798128675943	M	16 - 17 cm. 7798128675981	M	16 - 17 cm. 7798128676025
L	18 - 20 cm. 7798128675547	L	18 - 20 cm. 7798128675950	L	18 - 20 cm. 7798128675998	L	18 - 20 cm. 7798128676032
XL	21 - 22 cm. 7798128675554	XL	21 - 22 cm. 7798128675967	XL	21 - 22 cm. 7798128676001	XL	21 - 22 cm. 7798128676049

Estas tablas representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en las tablas.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Gris
NCM	6307.90.90.900Q
Peso sin envase	30 g. / 0.030 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Instrucciones de uso

1. Introducir la mano a través de la muñequera, pasando el dedo pulgar por la abertura para tal fin.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No planchar. No usar lavandina. No retorcer. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No exponer al sol o altas temperaturas.



Patologías

- * Contusiones
- * Esguinces
- * Distensiones
- * Debilidad muscular
- * Tendinitis
- * Edemas

Composición

Poliéster 49%, Elastodieno 42%, Elastano 9%

Productos relacionados

EM1 - MAS - M3 - MASDA - MASDN - MASDZ
MASA - MASN - MASZ