



Nombre

## Collar cervical de espuma

Foam cervical collar

Código externo

02.01.4508/N/G/V

Código interno

25.4508/N/G/V

Descripción

Brinda soporte y calor terapéutico al cuello, descargando el peso de la cabeza. Indicado para tratar dolencias de los músculos del cuello. Mantiene el cuello en posición neutra y limita moderadamente los movimientos de rotación, flexión y extensión. Sirve como complemento en la utilización de collares de inmovilización durante el período de sueño. Cuenta con una funda lavable, que se coloca en la zona del contacto con el mentón. Su sistema de cierre permite regular la compresión y adaptarse a la anatomía de cada usuario.

Modo de acción

Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, colaborando en la recuperación de patologías y traumatismos. El cuerpo de goma espuma estabiliza el cuello y limita los movimientos de rotación, flexión y extensión de cabeza y cuello, favoreciendo una rápida recuperación.

Materialidad

Elaborado a partir de espuma de poliuretano, cuya densidad brinda soporte y comodidad, sin deformarse. Recubierto por tejido de algodón, que brinda un tacto agradable al contacto con la piel.

Tabla de tallas / Código de barras

Según largo de pierna:  
desde 2da cadera a mitad de pantorrilla.

<b>S</b>	Niño	7798094547855
<b>L</b>	Adulto	7798094547862

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Estuche de cartón
Cantidad	1 unidad
Color	Beige/Negro/Gris/Violeta
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	540 g. / 0.54 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Acomodar la funda para mentón, ubicándola en la zona media del collar.
3. Colocar el collar alrededor del cuello. Su curvatura debe quedar debajo del mentón.
4. Ajustar con el abrojo y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Espuma de poliuretano 100%.  
Exterior: Algodón 100%.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- \* Traumatismos en partes blandas
- \* Traumatismos óseos leves
- \* Contracturas musculares
- \* Procesos reumáticos degenerativos
- \* Procesos reumáticos inflamatorios
- \* Subluxación de vértebras cervicales
- \* Fracturas aisladas de las apófisis espinosas
- \* Tortícolis -dolor de cuello, cuello rígido o cuello torcido
- \* Artritis cervical
- \* Latigazo cervical
- \* Cervicobranquialgias

Productos relacionados

4519 - 4519T