

# PROFIT

## ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

### Tobillera Air Sport

Air Sport ankle support

Código externo

03.01.TAS/TASA/TASN/TASZ

Código interno

46.TAS/TASA/TASN/TASZ

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y rehabilitación de lesiones, mediante la aplicación de compresión a la articulación. Ayuda a prevenir torceduras, esguinces y dolores articulares. Tejida a partir de hilados de alto rendimiento, obteniendo así un producto respirable, que absorbe, evapora rápidamente la transpiración y mantiene la piel seca y libre de irritaciones. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva. El tipo de tejido tubular brinda un ajuste óptimo que acompaña la anatomía de cada usuario. Su tecnología de tejido sin costuras permite eliminar roces y molestias causadas por las terminaciones internas, maximizando el confort.

Modo de acción

La tobillera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones del tobillo se logra mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada sobre la zona.

Materialidad

El spandex, junto a la goma forrada, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. La poliamida, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de absorción y evaporación de la humedad.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado.

	TAS	TASA	COLOR 	TASN	COLOR 	TASZ	COLOR 
<b>S</b>	34 - 36 7798128675134	<b>S</b>	34 - 36 7798128675806	<b>S</b>	34 - 36 7798128675844	<b>S</b>	34 - 36 7798128675882
<b>M</b>	37 - 39 7798128675141	<b>M</b>	37 - 39 7798128675813	<b>M</b>	37 - 39 7798128675851	<b>M</b>	37 - 39 7798128675899
<b>L</b>	40 - 42 7798128675158	<b>L</b>	40 - 42 7798128675820	<b>L</b>	40 - 42 7798128675868	<b>L</b>	40 - 42 7798128675905
<b>XL</b>	43 - 45 7798128675165	<b>XL</b>	43 - 45 7798128675837	<b>XL</b>	43 - 45 7798128675875	<b>XL</b>	43 - 45 7798128675912

Estas tablas representan medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en las tablas.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Gris
NCM	6307.90.90.900Q
Peso sin envase	46.3 g. / 0.0463 Kg.
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Instrucciones de uso

1. Tomar la tobillera por la abertura con la línea de contorno blanca, introducir el pie hasta que el sector rayado quede ubicado sobre el talón y el logo PROFIT en la parte superior.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No planchar. No usar lavandina. No retorcer. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No exponer al sol o altas temperaturas.



Composición

Elastodieno 42% Elastano 9% Poliamida 49%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- \* Esguinces
- \* Inestabilidad
- \* Tendinitis
- \* Afecciones ligamentarias
- \* Contusiones
- \* Distensiones
- \* Esguinces leves
- \* Hinchazón

Productos relacionados

EM1 - ET1 - ER1 - MAS - RAS - TASA - TASN - TASZ

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:  
www.ptm.global - info@ptm.global