

Especificaciones del producto

SKU:
TM460

Descripción:
Colchón antiescaras de espuma viscoelástica 80D memory foam + base 40D de alta densidad

Dimensiones del producto:
200 x 85 x 15 cm

Peso del producto:
14.6 kg

Peso Soportado
204 kg



Características

- Prevención de escaras, funda 100% impermeable y lavable
- Soporte óptimo con espuma de alta densidad y memory foam
- Adaptabilidad a cualquier cama reclinable gracias a su diseño ergonómico
- Estabilidad durante la recuperación por su base antideslizante

Especificaciones por lote

Cantidad por caja:
1 unidad

Tamaño de caja de envío:
90 x 25 x 25 cm

Peso Bruto:
15.85 kg

Materiales

Funda: PU fabric with 3 sides zipper
6cm: 80D memory foam with CNC cutting - white
9cm: 40D base foam - light blue