

TheraRider Pro

Fecha de actualización:
03/14/2025



Especificaciones del producto

SKU:
TM2520

Descripción:
Silla de ruedas eléctrica

Dimensiones del producto:
Largo: 98 cm
Ancho: 60 cm
Alto: 95 cm

Dimensiones del Asiento:
45 x 44 cm

Peso del Producto:
28 kg

Peso máximo soportado:
100 kg

Descripción

- Asiento de memory foam y respaldo reclinable automático.
- Joystick 360° y control remoto.
- Batería de litio de larga duración.
- Ruedas neumáticas y frenos de alto desempeño.

Especificaciones técnicas

- Tipo de Motor: DC 24V 250W x 2
- Controlador: 24V 50A
- Batería: Ion de litio 24V 12Ah/20Ah
- Cargador: AC 100-240V, 50Hz, 1,5-5A
- Autonomía: 15-25 km
- Velocidad Máxima: 1~6 Km/h
- Superación de Obstáculos: Hasta 5 cm

Especificaciones de lote

Cantidad por caja:
1 unidad

Materias

Estructura: Aleación de aluminio reforzado
Componentes: Plástico de alta resistencia
Cojín del Asiento y Respaldo: Espuma acolchada con revestimiento sintético

Datos de almacenamiento y limpieza

Evitar exposición a temperaturas extremas
(-20°C a 45°C)
Mantener en un lugar seco y ventilado
Revisar regularmente el estado de la batería
Verificar el desgaste de los neumáticos
Inspeccionar las conexiones eléctricas