

TheraRover Plus

Fecha de actualización:
08/15/2024



Descripción

- Asiento y volante con posiciones regulables.
- Sistema de rodas antitombo.
- Frenos electromagnéticos para mayor seguridad.

Especificaciones técnicas

Potencia del motor: 24V / 250W
Velocidad: 10 km/h
Autonomía: 15-25 km
Inclinación máxima de subida: 8°.

Datos de almacenamiento y limpieza.

Utilice un paño suave y húmedo con un detergente suave en los paneles, compartimentos de la batería, manillar y asiento. Cada neumático debe estar libre de residuos, aceite, cortes profundos o deformaciones. Asegúrese de que las baterías estén cargadas durante un mínimo de 8 horas. Para obtener más información, lea el manual de este producto.

Especificaciones del producto

SKU:
TM2410 (Neptune)
TM2411 (Space)

Descripción:
Scooter Eléctrico para Movilidad

Dimensiones del producto:
111 x 52,5 x 92 cm

Peso del Producto:
43,9 kg

Peso máximo soportado:
136 kg

Especificaciones de lote

Cantidad por caja:
1 unidad

Tamaño de la caja de envío:
115 x 53,5 x 45 cm

Peso Bruto:
45,63 kilos

Materias

70% Metal 30% Plástico