

COJÍN ANTIESCARAS INFLABLE **THERAAIR**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SKU:
TM270

Nombre:
TheraAir

Descripción:
Cojin Antiescaras Inflable

Dimensiones del producto:
44 x 44 x 6 cm

Dimensiones del empaque:
42 x 21 x 11 cm

Peso del producto:
0.56 kg

Peso bruto:
0.9 kg

Máximo peso soportado:
113 kg



CARACTERÍSTICAS

Previene la aparición de escaras en pacientes con poca o nula movilidad que deben permanecer sentados largas jornadas de tiempo.

Celdas interconectadas que se amodan individualmente a la anatomía del usuario, brindando una experiencia de confort y protección óptimas.

Se infla rápida

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:
8 unidades

Tamaño de la caja de envío:
55 x 44 x 43 cm

Peso bruto:
8.41 Kg

MATERIALES

Relleno TPU
100% Poliéster