



Colchón Hospitalario Therahope

Gracias a su cubierta totalmente impermeable, y a su interior de espuma de alta resistencia, **Therahope** se convierte en el aliado ideal para el descanso de pacientes en el hospital, alcanzando el mejor equilibrio entre comodidad e higiene.



**TECNOLOGÍA
THERAULTRA**



**SISTEMA DE
TERMOSELLADO**



**100%
IMPERMEABLE**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de termosellado en las costuras que brinda una protección contra fluidos al 100%
- Cubierta fácil de lavar. Puede retirarse ya que cuenta con una cremallera en la parte inferior.
- Previene a aparición de escaras.
- Ideal para el descanso de pacientes en hospitales.
- Su cubierta es resistente a ácaros y bacterias.
- Obtenlo inmediatamente, está empacado al vacío para fácil transporte.
- **El color de la espuma en su interior, puede variar entre gris y blanco.**

ESPECIFICACIONES

Item: TM404

Descripción: Colchón Hospitalario

Nombre: Therahope

Color de la cubierta: Blanco

Peso del producto: 9,5Kg

Capacidad máxima: 102 Kg

Dimensiones del producto: 203.2 x 91.44 x 15.24 cm

Dimensiones de la caja: 36 x 36 x 94 cm

Peso Bruto: 10,7 Kg

Cantidad por caja: 1 unidad

Materiales de relleno: Espuma 100% PU 26D

Cubierta: Funda impermeable con costuras y cremallera soldadas con tecnología de alta frecuencia (Termosellado)

Garantía: 1 año