



Grúa Eléctrica Theratomic

La Grúa Eléctrica Theratomic, es el aliado perfecto del cuidador. Ayuda a levantar al paciente de su silla de ruedas, cama, inodoro o bañera, sin ningún esfuerzo y al alcance de un botón.



AJUSTE DE
ALTURA POR
CONTROL
REMOTO



BASE
CON
APERTURA



SISTEMA
ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS

- La grúa eléctrica Theratomic, puede ser manipulada con su control remoto de una mano, dando más libertad de maniobra al cuidador.
- Tiene una barra giratoria de 360 grados con 4 puntos de apoyo, los cuales son para sujetar los arneses compatibles, como el **Arnés en formato de U o los Arnés con o sin cómodo Theramotion**.
- Incluye una batería recargable que puede operar entre 60 y 80 veces con solo una carga.
- Sus piernas (base) pueden ser abiertas hasta 81 cm. Dando mayor acceso a muebles, sillas de ruedas, inodoros y otros espacios.
- En caso de falla eléctrica, Theratomic puede ascender o descender de forma manual con total precisión y seguridad.
- Frenos en las ruedas e interruptor de corriente que garantizan seguridad total en momentos de emergencia.

ESPECIFICACIONES

Item: TM991

Descripción: Grúa Eléctrica

Nombre: Theratomic

Color: Blanco

Peso del producto: 43 Kg

Capacidad máxima: 185 Kg

Dimensiones del producto: 122 x 63 x 130 cm

Amplitud máxima de la base: 86 cm

Rango de elevación: 90 cm - 175 cm.

Dimensiones de la caja: 126 x 64 x 35.5 cm

Peso Bruto: 47 Kg

Motor: 24V/8000N

Cantidad por caja: 1 unidad

Materiales: Acero 99% + Plástico 1%.

Garantía: 1 año