



Grúa Hidráulica Theratomic

La grúa hidráulica Theratomic soporta hasta **185kg** y está fabricada con una estructura de acero de alta calidad. Es un aliado ideal para el cuidador, enfermero o auxiliar pues alivia significativamente el esfuerzo físico al momento de trasladar al paciente.



**RUEDAS CON
TRABAS FÁCILES
DE OPERAR**



**BRAZO
SUPERIOR
AJUSTABLE**



**SISTEMA
HIDRÁULICO**

CARACTERÍSTICAS

- Comodidad en el desplazamiento gracias a su base expansible.
- Postura correcta durante el traslado debido a su barra giratoria 360°.
- Levanta de forma segura al paciente desde cualquier posición y ayuda a su traslado.
- Sistema de trabas en las ruedas que ayudan a evitar deslizamientos.
- Compatible con arneses de 4 puntos.

ESPECIFICACIONES

Item: TM992

Descripción: Grúa Hidráulica

Nombre: Theratomic

Color: Blanco

Peso del producto: 38 Kg

Capacidad máxima: 185 Kg

Dimensiones del producto:
63 x 120 x 123 cm

Dimensiones de la caja: 130 x 65 x 41 cm
Peso Bruto: 48 Kg

Cantidad por caja: 1 unidad

Materiales: Construcción de Acero Q235

Garantía: 1 año