

COMPRESA DE FRÍO Y CALOR CERVICAL **FLEXBONE**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SKU:
BB520

Nombre:
FLEXBONE

Descripción:
Compresa de frío y calor cervical

Dimensiones del producto:
17.8 x 55.8 cm

Peso del producto:
600 g



CARACTERÍSTICAS

Alivia el dolor desde la raíz

Disminuye rápidamente la inflamación

Aplica fría o caliente en pocos segundos

Relájate mientras su efecto te invade

ADVERTENCIA: Sácalo del calentador o el freezer y mide su temperatura. Déjalo reposar unos minutos si es necesario y disfruta del gran alivio que te brinda Flexbone

NO aplique directamente sobre la piel si el producto está muy frío o caliente.

ESPECIFICACIONES POR LOTE

Cantidad por caja:
12 unidades

Tamaño de la caja de envío:
38 x 30.5 x 19 cm

Peso bruto:
8.8 kg

MATERIALES

Cubierta
Nylon 40% PVC 60%

Relleno:
Agua 63.9%
Glicerol 28%
poliacrilamida 8%
Isotiazolinonas 0.1%
Pigmento azul 15 0.001%"