



**Kit de Crecimiento**  
Integrado



# SILLA FUSION

## Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción posterior. Ruedas neumáticas, delanteras de 23 cm de diámetro y traseras de 35 cm de diámetro. Sistema de suspensión posterior. Velocidad máxima 10 km/h. Frenos inteligentes. Tilt Electrónico controlado desde el Joystick. Apoya pies rebatibles, regulables en altura e inclinación. Reclinación Manual 90-115. Asiento ajustable en ancho y profundidad. Controlador Pg VR2. Apoyabrazos regulable en altura, desmontable con protector lateral. Kit de luces incorporado con accionamiento desde el Joystick.

## Configurá tu equipo:

### Garantía

De por vida en chasis y estructura de asiento  
2 AÑOS en electrónica

### Garantía

1 AÑO en partes y accesorios  
18 meses en motor y actuadores  
3 meses en baterías

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	ALMOHADONES	CINTURONES	OTROS
--------------	-----------	----------	-------------	------------	-------

- |   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ap Series</li> <li>• Ultra QCR</li> <li>• i2i</li> <li>• Bodilink</li> <li>• Savant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Embrace</li> <li>• Acta Relief</li> <li>• Acta Back</li> <li>• Acta Deep</li> <li>• New Back c/rebatibles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stayflex</li> <li>• PivotFit</li> <li>• H-Style</li> <li>• Trimline</li> <li>• Monoflex</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curve</li> <li>• Embrace</li> <li>• Reflex</li> <li>• Meridian Wave</li> <li>• Proform</li> <li>• Glacial</li> <li>• Solution</li> <li>• Simplicity</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evoflex</li> <li>• 2 Puntas</li> <li>• 4 puntas</li> <li>• Sub Asis Pad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arnés de piernas</li> <li>• Tobilleras</li> <li>• Mesa</li> </ul> |
|---|--|---|---|---|--|

**PESO MÁX. USUARIO**  
136 KG.

**anchos de asiento**

**40**