

AMBULATORI MEDICI
OUT-PATIENTS' DEPARTMENTS
CONSULTORIOS MÉDICOS
CABINETS MÉDICAUX



ELEVO

letto ad altezza variabile elettrica


examination couch with electric variable height

cama eléctrica de altura variable

table d'examen à hauteur variable électrique



- Art. 349500**
Letto da visita a 2 sezioni ad altezza variabile elettrica. Sollevamento mediante attuatore elettrico a 24V comandato da una pulsantiera a 2 tasti. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti ignifughi e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo. Altezza massima del piano 91 cm, altezza minima 57 cm. Carico di lavoro sicuro 200 Kg. Dim. cm 190x63x57/91 h. Kit di 4 ruote con bloccaggio a pedale (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa).
- Art. 349500**
Examination couch, 2 sections, with electric variable height. Lifting by means of a 24V electric actuator controlled by a push-button handset. Painted steel frame. Backrest adjustable by a gas spring with lever on both sides. Fireproof padding and upholstery made of Sky, washable and fireproof. Maximum height 91cm, minimum height 57 cm. Safe working load 200 Kg. Dim. cm 190x63x57/91 h. Set of 4 wheels with locking pedal (fixed to the patient's foot end and swivelling to the patient's head end).
- Art. 349500**
Cama eléctrica de exploración de 2 secciones de altura variable. Elevación por medio de actuador eléctrico de 24V gestionado mediante tablero de mando de 2 botones. Estructura de acero pintado. Respaldo regulable con resorte a gas con palanca colocada a ambos lados. Superficies acolchadas ignífugas y revestidas de tejido, recubierto de material plástico, lavable e ignífugo. Altura máxima del plano 91 cm, altura mínima 57 cm. Carga de trabajo seguro 200 kg. Medidas 190x63x57/91 h cm. Jeu de 4 ruedas con bloqueo a pedal (fijas en el lado pies del paciente y giratorias en el lado cabeza).
- Art. 349500**
Table d'examen à 2 sections à hauteur variable électrique. Relevage électrique grâce à un actionneur de 24V commandé par une commande à 2 touches. Structure en acier peint. Dossier inclinable grâce à une pompe à gaz avec un levier de chaque côté. Plans rembourrés et ignifugés, revêtement en tissu plastifié lavable et ignifugé. Hauteur variable de 57 à 91 cm. Capacité de charge 200 Kg. Dim. cm 190x63x57/91 h. Jeu de 4 roues avec blocage à pédale (fixes du côté des pieds du patient et tournantes du côté de la tête).
- Art. 311500**
Portarotolo per art. 349500. (Optional)
- Art. 311500**
Roll holder for art. 349500. (Optional)
- Art. 311500**
Porta rollo para art. 349500. (Optional)
- Art. 311500**
Porte rouleau pour art. 349500. (Optional)



ELEVA

letto ginecologico ad altezza variabile elettrica


gynaecological examination couch with electric variable height

cama ginecológica elevable variable eléctrica

table gynécologique à hauteur variable électrique



- Art. 349600**
Letto da visita a 3 sezioni ad altezza variabile elettrica. Sollevamento mediante attuatore elettrico a 24V comandato da una pulsantiera a 2 tasti. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti ignifughi e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo. Bacinella estraibile inox e reggicoscie snodate in poliuretano integrale. Gambale ripiegabile ed asportabile. Altezza massima del piano 91 cm, altezza minima 57 cm. Carico di lavoro sicuro 170 Kg. Dim. cm 182x63x57/91 h. Kit di 4 ruote con bloccaggio a pedale (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa).
- Art. 349600**
Examination couch, 3 sections, with electric variable height. Lifting by means of a 24V electric actuator controlled by a push-button handset. Painted steel frame. Backrest adjustable by a gas spring with lever on both sides. Fireproof padding and upholstery made of Sky, washable and fireproof. Extractable stainless steel basin and jointed thigh supports in polyurethane. Leg rest is foldable and removable. Maximum height 91 cm, minimum height 57 cm. Safe working load 170 Kg. Dim. cm 182x63x57/91 h. Set of 4 wheels with locking pedal (fixed to the patient's foot end and swivelling to the patient's head end).
- Art. 349600**
Cama eléctrica de exploración de 3 secciones de altura variable. Elevación por medio de actuador eléctrico de 24V gestionado mediante tablero de mando de 2 botones. Estructura de acero pintado. Respaldo regulable con resorte a gas con palanca colocada a ambos lados. Superficies acolchadas ignífugas y revestidas de tejido, recubierto de material plástico, lavable e ignífugo. Palangana inoxidable extraíble y sujeta muslos articulados de poliuretano integral. Apoya piernas plegable y extraíble. Altura máxima del plano 91 cm, altura mínima 57 cm. Carga de trabajo seguro 170 kg. Medidas 182x63x57/91 h cm. Kit de 4 ruedas con bloqueo a pedal (fijas lado pies del paciente y giratorios lado cabeza).
- Art. 349600**
Table d'examen à 3 sections à hauteur variable électrique. Relevage électrique grâce à un actionneur de 24V commandé par une commande à 2 touches. Structure en acier peint. Dossier inclinable grâce à une pompe à gaz avec un levier de chaque côté. Plans rembourrés et ignifugés, revêtement en tissu plastifié lavable et ignifugé. Bac amovible en inox et appuie-jambes articulés en polyuréthane intégral. Jambière repliable et amovible. Hauteur variable de 57 à 91 cm. Capacité de charge 170 Kg. Dim. cm 182x63x57/91 h. Jeu de 4 roues avec blocage à pédale (fixes du côté des pieds du patient et tournantes du côté de la tête).
- Art. 311500**
Portarotolo per art. 349600. (Optional)
- Art. 311500**
Roll holder for art. 349600. (Optional)
- Art. 311500**
Porta rollo para art. 349600. (Optional)
- Art. 311500**
Porte rouleau pour art. 349600. (Optional)



Letto ad altezza variabile elettrica

Examination couch with electric variable height

Cama de altura variable eléctrica

Table d'examen à hauteur variable électrique



Art. 349400

Letto da visita a 2 sezioni ad altezza variabile elettrica. Sollevamento mediante attuatore elettrico a 24V comandato da una pulsantiera a 2 tasti. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti ignifughi e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo. Basamento con 4 ruote gemellate diametro 100 mm dotate di freno di stazionamento. Altezza massima del piano 85 cm, altezza minima 54 cm. Carico di lavoro sicuro 200 Kg. Dim. cm 190x63x54/85 h.

Cama eléctrica de exploración de 2 secciones de altura variable. Elevación por medio de actuador eléctrico de 24V gestionado mediante tablero de mando de 2 botones. Estructura de acero pintado. Respaldo regulable con resorte a gas con palanca colocada a ambos lados. Superficies acolchadas ignífugas y revestidas de tejido, recubierto de material plástico, lavable e ignífugo. Base con 4 ruedas dobles de 100 mm de diámetro, dotadas de freno de aparcamiento. Altura máxima del plano 85 cm, altura mínima 54 cm. Carga de trabajo seguro 200 kg. Medidas 190x63x54/85 h cm.

Examination couch, 2 sections, with electric variable height. Lifting by means of a 24V electric actuator controlled by a push-button handset. Painted steel frame. Backrest adjustable by a gas spring with lever on both sides. Fireproof padding and upholstery made of Sky, washable and fireproof. Base with 4 Ø 100 mm twin wheels with break. Maximum height 85 cm, minimum height 54 cm. Safe working load 200 Kg. Dim. cm 190x63x54/85 h.

Table d'examen à 2 sections à hauteur variable électrique. Relevage électrique grâce à un actionneur de 24V commandé par une commande à 2 touches. Structure en acier peint. Dossier inclinable grâce à une pompe à gaz avec un levier de chaque côté. Plans rembourrés et ignifugés, revêtement en tissu plastifié lavable et ignifugé. Piètement équipé de 4 roues jumelées de 100 mm de diamètre pourvues de frein de stationnement. Hauteur variable de 54 à 85 cm. Capacité de charge 200 Kg. Dim. cm 190x63x54/85 h.



Art. 349450

Letto da visita a 3 sezioni ad altezza variabile elettrica. Sollevamento mediante attuatore elettrico a 24V comandato da una pulsantiera a 2 tasti. Gambale con regolazione a cremagliera. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti ignifughi e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo. Basamento con 4 ruote gemellate diametro 100 mm dotate di freno di stazionamento. Altezza massima del piano 85 cm, altezza minima 54 cm. Carico di lavoro sicuro 200 Kg. Dim. cm 191x63x54/85 h.

Cama eléctrica de exploración de 3 secciones de altura variable. Elevación por medio de actuador eléctrico de 24V gestionado mediante tablero de mando de 2 botones. Apoya piernas con regulación de piñon-cremallera. Estructura de acero pintado. Respaldo regulable con resorte a gas con palanca colocada a ambos lados. Superficies acolchadas ignífugas y revestidas de tejido, recubierto de material plástico, lavable e ignífugo. Base con 4 ruedas dobles de 100 mm de diámetro, dotadas de freno de aparcamiento. Altura máxima del plano 85 cm, altura mínima 54 cm. Carga de trabajo seguro 200 kg. Medidas 191x63x54/85 h cm.

Examination couch, 3 sections, with electric variable height. Lifting by means of a 24V electric actuator controlled by a push-button handset. Legrest section is adjustable by rack. Painted steel frame. Adjustable backrest by a gas spring with lever on both sides. Fireproof padding and upholstery made of Sky, washable and fireproof. Base with 4 Ø 100 mm twin wheels with break. Maximum height 85 cm, minimum height 54 cm. Safe working load 200 Kg. Dim. cm 191x63x54/81 h.

Table d'examen à 3 sections à hauteur variable électrique. Relevage électrique grâce à un actionneur de 24V commandé par une commande à 2 touches. Jambière avec réglage à crémaillère. Structure en acier peint. Relève-buste inclinable grâce à une pompe à gaz avec un levier de chaque côté. Plans rembourrés et ignifugés, revêtement en tissu plastifié lavable et ignifugé. Piètement équipé de 4 roues jumelées de 100 mm de diamètre pourvues de frein de stationnement. Hauteur variable de 54 à 85 cm. Capacité de charge 200 Kg. Dim. cm 191x63x54/85 h.

Per i colori disponibili vedi il campionario tessuti a pag. 313 - For the colours available, see the fabric samples on page 313
Consultar en el muestrario de la pág 313 los colores de tejido disponibles - Pour les couleurs disponibles voir les échantillons de tissus page 313

Letti altezza variabile oleodinamica

Examination couches with hydraulic variable height

Camas de altura variable oleodinámica

Tables d'examen à hauteur variable hydraulique



Art. 350900

Letto da visita come art. 349400, ad altezza variabile oleodinamica. Dim. cm 190x63x54/85 h.

Cama eléctrica de exploración como art. 349400, de altura variable oleodinámica. Medidas 190x63x54/85 h cm.

Examination couch as art. 349400, with hydraulic variable height. Dim. cm 190x63x54/85 h.

Table d'examen comme art. 349400, à hauteur variable électrique. Dim. cm 190x63x54/85 h.



Art. 350950

Letto da visita come art. 349450, ad altezza variabile oleodinamica. Dim. cm 191x63x54/85 h.

Cama eléctrica de exploración como art. 349450, de altura variable oleodinámica. Medidas 191x63x54/85 h cm.

Examination couch as art. 349450, with hydraulic variable height. Dim. cm 191x63x54/85 h.

Table d'examen comme art. 349450, à hauteur variable électrique. Dim. cm 191x63x54/85 h.

Art. 311500
Portarotolo per: - Roll holder for: - Porta rotlo para: - Porte rouleau pour :
art. 349400, 349450, 350900, 350950.



Letto ad altezza fissa

Examination couch with fixed height

Camilla de exploración de altura fija

Table d'examen à hauteur fixe

Art. 350110



Letto da visita a 2 sezioni ad altezza fissa. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti ignifughi e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo. Altezza massima del piano 74 cm. Carico di lavoro sicuro 200 Kg. Dim. cm 190x63x74 h.



Examination couch, 2 sections, fixed height. Painted steel frame. Adjustable back with a gas spring with lever on both sides. Fireproof padding and upholstery made of Sky, washable and fireproof. Maximum height 74 cm. Safe working load 200 kg. Dim. cm 190x63x74 h.



Camilla de exploración de 2 secciones de altura fija. Estructura de acero pintado. Respaldo regulable con resorte a gas con palanca colocada a ambos lados. Superficies acolchadas ignifugas y revestidas de tejido, recubierto de material plástico, lavable e ignífugo. Altura máxima del suelo 74 cm. Carga de trabajo seguro 200 kg. Medidas 190x63x74 h cm.



Table d'examen à 2 sections à hauteur fixe. Structure en acier peint. Dossier inclinable grâce à une pompe à gaz avec un levier de chaque côté. Plans rembourrés et ignifugés, revêtement en tissu plastifié lavable et ignifugé. Hauteur maximum du plan 74 cm. Capacité de charge 200 Kg. Dim. cm 190x63x74 h.

Art. 311500

Portarotolo per art. 350110.

Roll holder for art. 350110.

Porta rollo para art. 350110.

Porte rouleau pour art. 350110.



Art. 350110
C €

Letto ginecologico ad altezza fissa

Gynaecological examination couch with fixed height

Camilla ginecológico de altura fija

Table gynécologique à hauteur fixe

Art. 350350



Letto da visita a 3 sezioni ad altezza fissa. Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile con pompa a gas con leva posta su ambo i lati. Piani imbottiti ignifughi e rivestiti in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo. Bacinella estraibile inox e reggicosce snodate in poliuretano integrale. Gambale ripiegabile ed asportabile. Carico di lavoro sicuro 170 Kg. Dim. cm 182x63x74 h.



Examination couch, 3 sections, with fixed heighth. Painted steel frame. Backrest adjustable by a gas spring with the lever on both sides. Fireproof padding and upholstery made of Sky, washable and fireproof. Extractable stainless steel basin and jointed thigh supports in polyurethane. Leg rest is foldable and removable. Safe working load 170 kg. Dim. cm 182x63x74h.



Camilla de exploración de 3 secciones de altura fija. Estructura de acero pintado. Respaldo regulable con resorte a gas con palanca colocada a ambos lados. Superficies acolchadas ignifugas y revestidas de tejido, recubierto de material plástico, lavable e ignífugo. Palangana extraíble inox. y sujeta muslos articulados de poliuretano integral. Apoya piernas plegable y extraíble. Carga de trabajo seguro 170 Kg. Medidas 182x63x74 h cm.



Table d'examen à 3 sections à hauteur fixe. Structure en acier peint. Dossier inclinable grâce à une pompe à gaz avec un levier de chaque côté. Plans rembourrés et ignifugés, revêtement en tissu plastifié lavable et ignifugé. Bac extractible en inox et appuie-jambes articulés en polyuréthane intégral. Jambière repliable et extractible. Capacité de charge 170 Kg. Dim. cm 182x63x74 h.

Art. 311500

Portarotolo per art. 350350.

Roll holder for art. 350350.

Porta rollo para art. 350350.

Porte rouleau pour art. 350350.



Art. 350350
C €

Poltrona prelievi SICURA 2.0
SICURA 2.0 armchair for blood drawing
Sillón extracciones SICURA 2.0
Fauteuil de prélèvement SICURA 2.0

Art. 364851
Poltrona con 4 ruote Ø 125 mm di cui le posteriori bloccabili singolarmente. Schienale e gambale regolabili separatamente con comandi a gas posti lateralmente sotto la seduta e facilmente raggiungibili. Poggiabraccia sagomati, regolabili in altezza ed orientabili su giunto sferico. Pedana poggiapiedi estraibile a ribalta. Maniglione di spinta posto dietro lo schienale. Struttura in acciaio verniciato. Imbottiture e rivestimenti ignifughi e lavabili. Carico di lavoro sicuro 130 Kg.

Sillón con 4 ruedas Ø 125 mm de las cuales las traseras se bloquean por separado. Respaldo y apoya piernas regulables por separado con mandos a gas situados lateralmente debajo del asiento y de fácil acceso. Apoyabrazos moldeados, de altura regulable y orientable con junta esférica. Plataforma apoyapiés extraíble basculante. Manija de empuje situada detrás del respaldo. Estructura de acero pintado. Acolchado y revestimientos ignífugos y lavables. Carga de trabajo seguro 130 kg.

Art. 364751
Poltrona con basamento fisso su piedini. Caratteristiche come art. 364851. Armchair with fixed base on feet. Features as art. 364851. Sillón con base fija sobre patas. Características como art. 364851. Fauteuil avec base fixe sur pieds.Même caractéristiques qu'art. 364851.

Per i colori disponibili vedi il campionario tessuti a pag. 313
For the colours available, see the fabric samples on page 313
Consultar en el muestrario de la pág 313 los colores de tejido disponibles
Pour les couleurs disponibles voir les échantillons de tissus page 313

Attese - Waiting rooms
Salas de espera - Attentes

PNP
Linea di sedute su barra con struttura in tubo di acciaio e puntali in polipropilene. Sedute in polipropilene autoestinguenti termoiniettato, tavolini in lamiera forata.
Line of beam chairs in steel tube and polypropylene tips. Seat and self-extinguishing thermo injected polypropylene, perforated sheet metal tables.
Línea de asientos sobre barra con estructura de tubo de acero y puntales de polipropileno. Asientos de polipropileno autoextinguible termoinyectado, mesillas de chapa perforada.

Ligne d'assises sur poutre avec structure en tube d'acier et coques en polypropylène. Assise en polypropylène auto-extinguible thermo-injecté, tablettes en tôle percée.
Art. 371350 Barra a 2 posti - Beam with 2 seats - Barra de 2 lugares - Poutre à 2 places
Art. 371355 Barra a 2 posti + tavolino - Beam with 2 places and table - Barra de 2 lugares + mesilla - Poutre à 2 places + tablette
Art. 371360 Barra a 3 posti - Beam with 3 seats - Barra de 3 lugares - Poutre à 3 places
Art. 371365 Barra a 3 posti + tavolino - Beam with 3 places and table - Barra de 3 lugares + mesilla - Poutre à 3 places + tablette
Art. 371370 Barra a 4 posti - Beam with 4 seats - Barra de 4 lugares - Poutre à 4 places



Art. 364851
CE

Accessori - Accessories
Accesorios - Accessoires

Art. 364910
Asta supporto flebo - I.V. pole - Porte Suero - Tige porte-flacon
Art. 364906
Supporto per asta flebo - Support for I.V. pole
Soporte para Porte Suero - Support pour Tige porte-flacon
Art. 311160
Portarotolo - Roll holder - Porta rollo - Porte rouleau



Poltrona prelievi IDEA CLINIC
IDEA CLINIC armchair for blood drawing
Sillón extracciones IDEA CLINIC
Fauteuil de prélèvement IDEA CLINIC

Art. 384360
Poltrona prelievi completamente elettrica ad altezza variabile. Pulsantiera multifunzione con regolazione di altezza, schienale, gambale e Trendelenburg. Braccioli regolabili in altezza ed orientabili. 4 ruote Ø 100 mm con freno. Carico di lavoro sicuro 200 kg.
Sillón para extracciones eléctrico de altura variable. Tablero de pulsadores para la regulación de altura, respaldo, apoyapiernas y trendelenburg. Reposabrazos regulables en altura y ajustables. 4 ruedas Ø 100 mm con freno. Carga de trabajo segura 200 kg.

Fully electric Blood-donor chair with variable height. Multifunction push-button handset with height, backrest, legrest and Trendelenburg adjustment. Rotating and height adjustable shaped armrests. 4 wheels Ø 100 mm with brake. Safe working load 200 kg.
Fauteuil multifonctionnelle à hauteur réglable. Console de commande pour la régulation de l'hauteur, du relève-buste, du relève-jambes et du déclive. Accoudoirs modelés réglables en hauteur et inclinables. 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein. Charge de travail en sécurité 200 kg.



Art. 384360
CE

Accessori - Accessories
Accesorios - Accessoires

Art. 311142
Asta supporto flebo - I.V. pole - Porte Suero - Tige porte-flacon
Art. 311146
Supporto per asta flebo - Support for I.V. pole
Soporte para Porte Suero - Support pour Tige porte-flacon
Art. 311160
Portarotolo - Roll holder - Porta rollo - Porte rouleau



41 GIALLO AMBRA 1200 BIANCO PANNA



1120 GRIGIO TORTORA 1816 VERDE PISTACCHIO

TERMINAL
Linea di sedute su barra con struttura e seduta in metallo verniciato grigio. Terminali con bracciolo sagomato.
Line of beam chairs with painted metal frame and seats in grey colour. External seats with shaped armrests.
Línea de asientos sobre barra con estructura y asiento de metal pintado de gris. Terminales con reposabrazos moldeado.
Ligne d'assises sur poutre avec structure et assise en métal peint gris. Parties terminales avec accoudoir arrondi.

Art. 371550_F Barra a 2 posti - Beam with 2 seats - Barra de 2 lugares - Poutre à 2 places
Art. 371555_F Barra a 2 posti + tavolino - Beam with 2 seats and table - Barra de 2 lugares + mesilla - Poutre à 2 places + tablette
Art. 371560_F Barra a 3 posti - Beam with 3 seats - Barra de 3 lugares - Poutre à 3 places
Art. 371565_F Barra a 3 posti + tavolino - Beam with 3 seats and table - Barra de 3 lugares + mesilla - Poutre à 3 places + tablette
Art. 371570_F Barra a 4 posti - Beam with 4 seats - Barra de 4 lugares - Poutre à 4 places
Art. 371575_F Barra a 5 posti - Beam with 5 seats - Barra de 5 lugares - Poutre à 5 places
Art. AY00754_F Coppia distanziali a parete - Pair of wall spacers - Par separadores de pared - Couple d'entretoises murales



Armadi vetrina e portamedicinali - Glass-fronted and medicine cabinets

Armarios vetrina y porta medicinas - Armoires à médicaments vitrée

Art. 315305
Armadio vetrina a 4 ripiani regolabili.
Dim. cm 47x51x200 h.

Glass-fronted cabinet with
4 adjustable shelves.
Dim. cm 47x51x200 h.

Armario vetrina de 4 repisas regulables.
Medidas cm 47x51x200 h.

Armoire vitrée à 4 étagères réglables.
Dim. cm 47x51x200 h.



Art. 315405
Armadio vetrina a 4 ripiani regolabili.
Dim. cm 93x51x200 h.

Glass-fronted cabinet with
4 adjustable shelves.
Dim. cm 93x51x200 h.

Armario vetrina de 4 repisas regulables.
Medidas cm 93x51x200 h.

Armoire vitrée à 4 étagères réglables.
Dim. cm 93x51x200 h.



Art. 315455
Armadio vetrina a 3 ripiani regolabili.
Dim. cm 93x51x200 h.

Glass-fronted cabinet with
3 adjustable shelves.
Dim. cm 93x51x200 h.

Armario vetrina de 3 repisas regulables.
Medidas cm 93x51x200 h.

Armoire vitrée à 3 étagères réglables.
Dim. cm 93x51x200 h.



Art. 315555
Armadio vetrina con 2 ripiani regolabili
superiori. Base con 4 cassetti e vano
con 1 ripiano regolabile.
Dim. cm 93x51x200 h.

Glass-fronted cabinet with 2 upper
adjustable shelves. Base with 4 drawers,
lower space with 1 door and 1 adjustable
shelf. Dim. cm 93x51x200 h.

Armario vetrina con 2 repisas regulables
superiores. Base con 4 cajones y
compartimiento con 1 repisa regulable.
Medidas cm 93x51x200 h.

Armoire vitrée à 2 étagères réglables.
Base avec 4 tiroirs et compartiment
avec 1 étagère réglable.
Dim. cm 93x51x200 h.



Art. 315410
Armadio vetrina a 3 ripiani regolabili e
1 fisso. Dim. cm 47x51x200 h.

Glass-fronted cabinet with
3 adjustable shelves and 1 fixed shelf.
Dim. cm 47x51x200 h.

Armario vetrina de 3 repisas regulables
y 1 fija. Medidas cm 47x51x200 h.

Armoire vitrée à 3 étagères réglables
et 1 fixe. Dim. cm 47x51x200 h.



Art. 315415
Armadio vetrina a 2 ripiani regolabili.
Base con 4 cassetti.
Dim. cm 47x51x200 h.

Glass-fronted cabinet with 2 adjustable
shelves. Base with 4 drawers.
Dim. cm 47x51x200 h.

Armario vetrina de 2 repisas regulables.
Base con 4 cajones.
Medidas cm 47x51x200 h.


Armoire vitrée à 2 étagères réglables.
Base avec 4 tiroirs.
Dim. cm 47x51x200 h.



Colori - Colours - Colores - Couleurs


- | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blu Iris
cod: 430 | Blu Zaffiro
cod: 484 | Lilla Erica
cod: 425 | Verde Erbetta
cod: 460 | Giallo
cod: 862 | Arancione
cod: 861 | Bianco
cod: 810 | Bianco Bianco
cod: 410 | Grigio
cod: 478 | Frassino |

Armadio portamedicinali Medicine cabinet Armario porta medicinas Armoire à médicaments



Art. 314550
Mobiletto per
stupefacenti.
Drug safe.
Armario pequeño
para estupefacentes.
Meuble pour
stupéfiants.

Art. 314505



Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires



Art. **363100**
Dim. cm 165x170 h.
Paravento a 3 elementi.
Screen, 3-element.
Biombo de 3 elementos.
Paravent à 3 éléments.



Art. **398430**
Plantana portaflebo.
I.V. stand.
Columna porta suero.
Tige porte-flacon.



Art. **398440**
Plantana per pompe infusione.
Stand for infusion springs.
Poste para bombas infusión.
Support de pompe à perfusion.



Art. **398700**
Dim. cm Ø 25x40 h.
Portarifiuti in acciaio inox capacità 12 litri.
Stainless steel waste bin, 12-litre capacity.
Basurero de acero inoxidable, capacidad 12 litros.
Poubelle en acier inox, capacité 12 litres.



Art. **398790**
Sgabello in lega leggera.
Stool, light alloy.
Taburete de aleación liviana.
Tabouret en alliage léger.



Art. **FSH162102**
Dim. cm 38x20x44 h.
Predellino a 2 gradini.
Footboard with 2 steps.
Escalera de 2 peldaños.
Escabeau à 2 marches.



L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.
The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetic modifications deemed necessary to their products without prior notice.
La empresa se reserva el derecho de aportar a sus productos, sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas y/o estéticas consideradas oportunas.
La société se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications techniques et/ou esthétiques considérées opportunes sans être tenue d'en donner préavis.

MALVESTIO S.p.A.

Via G. Marconi, 12 D - 35010
Villanova - Padova - Italy
Tel. +39 049 9299511
Fax +39 049 9299500
info@malvestio.it
export@malvestio.it



malvestio.it



ISO 9001
ISO 13485



MALVESTIO²²

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetic modifications deemed necessary to their products without prior notice.

La empresa se reserva el derecho de aportar a sus productos, sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas y/o estéticas consideradas oportunas.

La société se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications techniques et/ou esthétiques considérées opportunes sans être tenue d'en donner préavis.

Graphic design by MMBF
Printed by Grafiche Antiga on July 2022
Copies n° 1000 - Revision n° 04

 **MALVESTIO[®]**
Made in Italy