



Cojín de Aire Theravent


Theravent está diseñado para eliminar los puntos de presión. La estructura aireada permite un mejor flujo de aire, disipa el calor y mantiene una temperatura agradable en todo momento.



VÁLVULA DE INFLADO



ESTRUCTURA AIREADA



FLUJO DE AIRE

CARACTERÍSTICAS

- Está diseñado para eliminar los puntos de presión.
- Disipa el calor y mantiene una temperatura agradable en todo momento.
- Se amolda a la anatomía del cuerpo para proveer mayor comodidad.
- Está fabricado con vinilo ultra resistente.
- Soporta hasta 136 kilos de peso distribuido para máxima durabilidad.
- La innovadora válvula de inflado de Theravent® ayuda a llenarlo rápidamente.
- Retiene el aire por más tiempo y simplifica el vaciado del mismo.

ESPECIFICACIONES

Item: TM271

Descripción: Cojín de aire.

Nombre: Theravent

Color: Dorado

Peso del producto: 0.32 Kg

Peso máximo soportado: 136 Kg

Dimensiones del producto: 48 x 48.5 cm

Dimensiones de la caja: 37.5 x 26.5 x 27 cm

Peso Bruto: 4.3 Kg

Cantidad por caja: 10 unidades

Materiales: PVC 0.40 mm de espesor

Garantía: 1 año