

PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Muñequera reforzada

Reinforced wrist support

Código externo

01.01.M2

Código interno

16.M2

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Su diseño tubular brinda una contención segura, mientras que el abrojo permite una regulación acorde al tratamiento necesario. Puede utilizarse en ambas muñecas.

Modo de acción

La muñequera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de la muñeca se logra mediante la estabilización de la articulación radio carpiana, aplicando compresión moderada sobre la zona. El ajuste del abrojo aplica una fuerza de compresión adicional, mejorando la estabilidad de la articulación.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno de muñeca.

S	13 - 16 cm	7798094546070
M	16 - 18 cm	7798128672164
L	18 - 20 cm	7798094546087

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	17 g / 0,017 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Instrucciones de uso

1. Desabrochar el abrojo.
2. Introducir la mano a través de la muñequera, hasta que la misma quede colocada en la muñeca.
3. Ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%,
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Contusiones
- * Esguinces
- * Distensiones
- * Debilidad muscular
- * Dolores reumáticos
- * Tendinitis
- * Inflamación tendinosa
- * Artritis de muñeca

Productos relacionados

M1 - M3 - M4 - EM1 - MAS

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

PTM-Ficha de producto-M2-v1

PTM