



Nombre

Muslera Thigh Support

Código externo

03.03.U1

Código interno

16.U1

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Su diseño tubular brinda una contención uníforme a todo el muslo y se adapta a la anatomía de cada usuario. Puede utilizarse en ambas piernas.

Modo de acción

La muslera genera fuerzas que mantienen a los músculos del muslo en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones se logra mediante la estabilización de las articulaciones, tejidos y músculos, aplicando compresión moderada sobre la zona. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es comfortable al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de tallas / Código de barras

Según contorno a la mitad del muslo

S	43 - 50 cm.	7798094546544
M	50 - 57 cm.	7798094546551
L	57 - 64 cm.	7798094546568
XL	64 - 70 cm.	7798094546575

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	180 g / 0,18 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Introducir la pierna a través de la muslera y deslizar hacia arriba hasta ubicarla sobre el muslo. El logo PROFIT debe quedar en la parte inferior, hacia el frente.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Dolores musculares
- * Lesiones tendinosas
- * Distensiones
- * Desgarros
- * Contracturas de cuádriceps, abductores e isquiotibiales

Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Productos relacionados

EU1