



Nombre

Rodillera con Refuerzo Rotuliano

Patella Reinforced Knee Support

Código externo

03.02.R2

Código interno

16.R2

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. La apertura rotuliana cuenta con una almohadilla de refuerzo que ayuda a mejorar la contención y estabilidad de la rótula, brindando soporte durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambas rodillas.

Modo de acción

La apertura rotuliana con almohadilla de refuerzo ayuda a mantener la articulación en una posición neutra, con un mayor nivel de contención. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones de rodilla se logra mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada a la zona, y más puntualmente alrededor de la rótula por medio de la almohadilla. Brinda calor terapéutico, promoviendo un aumento de la circulación sanguínea y acelerando el proceso de recuperación y regeneración.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3.5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es cómodo al contacto con la piel y contribuye a la contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

Según contorno 5 cm, por sobre la rótula

S	36 - 41 cm.	7798094546209
M	41 - 46 cm.	7798094546216
L	46 - 51 cm.	7798094546223
XL	51 - 56 cm.	7798094546230

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	75 g / 0,075 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

- Colocar la rodillera situando el orificio sobre la rótula, el logo PROFIT se encuentra ubicado en la parte inferior, al frente.
- Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Artrosis
- * Artritis
- * Contusiones
- * Desorden patelofemoral leve
- * Distensiones
- * Esguinces leves
- * Hinchazón
- * Tendinitis patelar

Productos relacionados

R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - ER1 - RAS