

PROFT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Rodillera Air Sport para voley

Volleyball Air Sport Knee Support

Código externo

1302.RASV

Código interno

P461PRASV

Descripción

Su diseño anatómico, con refuerzo de alta densidad, tiene la capacidad de absorber golpes sin perder movilidad.

Brinda soporte y estabilidad a la rodilla, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares y ligamentarios.

El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares.

Producto respirable, mantiene la piel seca.

El tejido tubular respirable sin costuras y anatómico permite practicar deportes sin la acumulación de humedad.

Alto grado de recuperación elástica.

Modo de acción

La rodillera aplica fuerzas multidireccionales en la rodilla que mantienen las articulaciones en una posición neutra. El soporte anatómico de alta densidad permite la protección frente a golpes, gracias a su absorción de impactos, excelente rebote y rápida recuperación plástica.

Materialidad

El spandex, poliéster y elastodieno, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. El poliéster, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de respirabilidad. El etilvinilacetato posee un alto grado de recuperación plástica frente a los golpes, con un excelente rebote bajo presión; es un material liviano con microporosidad que permite la respirabilidad.

Tabla de talles / Código de barras

Sigún contorno 5 cm arriba de la rótula

S	36 - 39 cm	7798128676292
M	40 - 44 cm	7798128676308
L	45 - 49 cm	7798128676315
XL	50 - 54 cm	7798128676322

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 par
Color	Negro con naranja
NCM	6117.80.90.000K
Peso sin envase	249 g
Peso con envase	268 g
Volumen con envase	0.004158 m ³
Industria/Origen	Argentina

Instrucciones de uso

1. Tomar la rodillera por su abertura más grande, introducir la pierna hasta que el sector rayado quede ubicado sobre la rótula.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Elastodieno 42%, Poliéster 24%, Poliamida 15%, Etilvinilacetato 9%, Elastano 7%, Algodón 3%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Contusiones
- * Distensiones
- * Esguinces
- * Hinchazón
- * Tendinitis patelar

Productos relacionados

RAS - RAS2N

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global