

PROFIT

ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

Tobillera Ankle support

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones leves, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico a la articulación. Su diseño cerrado y tubular ofrece contención pareja en toda la articulación. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. Puede utilizarse en ambos tobillos.

Código externo

03.01.T1

Código interno

16.T1

Modo de acción

La tobillera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. Mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada, se logra el alivio de distensiones, esguinces y demás lesiones.

Materialidad

Confeccionada en neoprene de 3,5 mm de espesor, con revestimiento jersey de poliamida en su cara externa y plush de poliamida en su cara interna. El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento exterior ofrece control de elasticidad y una suave textura. El plush de su cara interna es confortable al contacto con la piel y contribuye a la a contención del calor.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado.

S	35 - 38	7798094546421
M	38 - 40	7798094546438
L	40 - 42	7798094546445
XL	42 - 45	7798094546452

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	25 g / 0,025 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Introducir el pie en la tobillera. El logo PROFIT debe quedar en la parte superior, hacia el frente.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el orificio coincida con el talón.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Interior: Policloropreno 100%,
Exterior: Poliamida 100%

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Esguinces
- * Inestabilidad
- * Tendinitis
- * Síndrome del túnel tarsal
- * Pie cavo varo, recto o valgo
- * Pie cavo anterior o posterior
- * Pie zambo
- * Afecciones ligamentarias

Productos relacionados

T2 - T3 - ET1 - TAS - 6400