



Homologación
ISO 7176-19:2008
ISO 16840-4:2009



Talles Altura del paciente

L 1.20 a 1.50 mts.

M 1.00 a 1.30 mts.

S 0.90 a 1.10 mts.

ANCHO



Mín.: 63 CM
Máx.: 73 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 62 CM
Máx.: 90 CM

PESO MÁX.
USUARIO
50 KG.

PESO DE
EQUIPO
13,5 KG.

Talle XS

BIPEDESTADOR RABBIT

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación con autopropulsión. Variación de inclinación en posición prona. Ruedas macizas con sistema de extracción rápida y frenos. Base de apoyo con taloneras regulables en ancho, profundidad y rotación con abrojos de sujeción. Controles de flexo-extensión de rodillas regulables independientemente en altura, profundidad, inclinación, rotación y en forma lateral. Control pélvico regulable en altura, profundidad y rotación. Soporte lumbar extraíble y regulable con posibilidad de adicionar control cefálico. Soporte anterior regulable en altura y ancho. Mesa de acrílico con cubeta.

Configurá tu equipo:



Apoyapiés
Rebatibles



Mesa con
cubeta



Pieza de
extensión



Soporte de
Cadera



Soporte de
Gluteos



Soporte de
Pecho



Soporte de
Rodillas



Taloneras