



# ULTRA LEGGERA

## CARROZ ZIN A PEDIÁTRICO

LA INNOVACIÓN EN ELLA  
MOVILIDAD PRECOZ  
DEIBAMBINICÓN

DISCAPACITACIÓN

Hola, soy yo  
**Felix**



Via U go la M alfa 4 2 , 5  
0 4 8 R u bie ra ( RE ) - Italia t el.  
+ 3 9 0 5 2 2 1 4 9 3 3 9 0 m

ail: commer ciale @ bie mmegroups rl.it

HECHO EN ITALIA



"NO PUEDES  
SER LIBRE  
SIN SER  
INDEPENDIENTE."

DR. MARÍA MONTESSORI

**ROBUSTA**  
**LIGEREZA**

reforzado con fibra de carbono  
Estructura extremadamente ligera y  
robusta

®  
El diseño original de tres radios  
proporciona seguridad y facilidad.  
tomado de un niño.

**CHASIS**

Nuevo y sinuoso diseño compuesto  
por estructura  
monobloque fabricado por  
una mezcla de aluminio  
Ultraligero con excelentes  
características de rendimiento.

**RUEDA**

**Solo**

3,2  
kilogramos 7,05 libras

Felix

www.biemmegroupsrl.it





FELIX es una silla de ruedas ultraligera para niños con déficit de fuerza muscular

# AGILE

# INDIPENDENZA



FELIX es una silla de ruedas activa que facilita la transición de la fase pasiva a la activa



FELIX crece con sus usuarios y se convierte en Más grande con la introducción de la rueda de 20" o 22" pulgadas



FELIX se puede personalizar y personalizar para disfrutar de una experiencia completa y auténtica.



"LA INDEPENDENCIA NO ES UNA CONDICIÓN ESTÁTICA, PERO UNA CONQUISTA CONTINUA, PARA LOGRAR NO SÓLO LA LIBERTAD, SINO "INCLUSO LA FUERZA"

# FICHA DE DATOS

“  
CUALQUIER AYUDA  
ESTÁ HECHO  
CON PASIÓN  
PARA OFRECER UN  
EXPERIENCIA ÚNICA

DESCRIPCIÓN		FÉLIX 18	FÉLIX 20	FÉLIX 20X	FÉLIX 22
Edad del usuario	años	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 10
Peso máximo del usuario	kg	30	30	30	30
Peso MD (incluidas las ruedas)	kg	3,2	4	4,5	5,3
Diámetro de la rueda	"	18	20	20	22
Presión de los neumáticos	bar	8	8	8	8
Huella lateral	mm	675	690	745	750
Huella frontal	mm	480	510 - 550	513 - 562	517 - 566
Distancia al suelo	mm	550	590	625	645
Inclinación sentada	°	4	4	4	4
Ancho del respaldo y del asiento	mm	260	260	300	300
Profundidad del asiento	mm	250	250	360	360
Altura del respaldo	mm	250	250	280	280
Altura del asiento desde el suelo	mm	325	365	370	405
Distancia entre el reposapiés y el asiento	mm	125-165-210	125-165-210	165-185-210-230	165-185-210-230
Distancia entre el pie de cama y el respaldo	mm	265-295-325	265-295-325	340-350-360-370	340-350-360-370



Dispositivo médico

registrado en el Ministerio de Salud de la República Italiana Base de datos europea sobre dispositivos médicos EUDAMED

[www.biemmegroupsrl.it](http://www.biemmegroupsrl.it)



HECHO EN ITALIA



[www.biemmegroupsrl.it](http://www.biemmegroupsrl.it)