



Especificaciones del producto

SKU:
TM4000

Descripción:
Sillón reclinable manual

Dimensiones de productos:

Ancho del Asiento:
50,5 cm

Altura del Asiento:
51cm

Profundidad del Asiento:
52 cm

Brazo al Suelo:
70cm

Acostarse Longitud Total:
155 cm

Ancho Total:
76 cm

Altura Total:
110 cm

Peso de producto:
37 kg

Peso máximo soportado:
130 kg

Características

- Laterales removibles para personas con movilidad reducida
- Cuatro ruedas (las dos traseras con freno) y manija trasera para un traslado práctico
- Confort para tratamientos prolongados: hemodiálisis, hemoterapia y quimioterapia
- Reclinación de espalda y elevación de pies gradual

Especificaciones por lote

Cantidad por caja:
1 unidad

Tamaño de caja de envío:
82 x 77 x 78 cm

Peso Bruto:
42 kg

Materiales

Estructura metálica y tapizado de PVC.