



Especificaciones del producto

SKU:
TM995

Descripción:
Silla Multifuncional para Transferencia

Dimensiones del producto:
77 x 59 x 93-119 cm

Dimensiones del Asiento:
46 x 40 cm

Altura del Asiento desde el Suelo:
46-72 cm
Margen de tolerancia: 10 mm.

Peso del Producto:
32 kg

Peso máximo soportado:
130 kg

Descripción

- Manijas de empuje y ajuste de altura para mayor control.
- Cojín de espuma extraíble con funda impermeable.
- Ruedas con freno delantero para estabilidad y seguridad.
- Altura ajustable con sistema hidráulico y pedal.
- Retrete integrado para mayor autonomía e higiene.

Especificaciones de lote

Cantidad por caja:
1 unidad

Materias

Estructura: Acero de alta resistencia
Componentes: Plástico y espuma acolchada

Especificaciones técnicas

Sistema de Elevación: Hidráulico, accionado por pedal

Ruedas:

Delanteras: 5 pulgadas con freno

Traseras: 3 pulgadas

Capacidad de Carga: 130 kg

Ajuste de Altura: Continuo, de 46 a 72 cm

Seguridad: Cinturón de seguridad

Barra frontal de apoyo

Características Adicionales:

Estructura plegable para fácil almacenamiento

Asiento acolchado removible y lavable

Datos de almacenamiento y limpieza

Mantener en un lugar seco y ventilado
Evitar temperaturas extremas y la exposición directa al sol

Limpieza:
Usar un paño húmedo con detergente neutro
Evitar sustancias ácidas o alcalinas

Mantenimiento:
Revisar el sistema hidráulico y los frenos regularmente
Inspección anual por un técnico autorizado