

B-Walk Air



SKU: BB640 / BB650

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
00/00/00

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Pneumatic boot for immobilization and recovery from foot and ankle injuries
Bota pneumática para imobilização e recuperação de lesões nos pés e tornozelos
Bota neumática para la inmovilización y recuperación de lesiones en el pie y tobillo

Available sizes • Tamanhos disponíveis • Tallas disponibles

Small, medium, large • Pequeno, médio, grande • Pequeño, mediano, grande



Product • Produto • Producto	Weight • Peso • Peso	Dimensions • Dimensões • Dimensiones
BB640-S	0,84 kg	26*27.5*12.3 cm
BB640-M	0,95 kg	29.5*30.5*12.5 cm
BB640-L	1,05 kg	31.5*31.6*13 cm
BB650-S	0,93 kg	26*41*12.3 cm
BB650-M	1,15 kg	29.5*44*12.5 cm
BB650-L	1,26 kg	31.5*47*13 cm

Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

1 un.

Warranty • Garantia • Garantía

6 months • 6 meses • 6 meses

Materials • Materiais • Materiales

50% Plastic	50% Plástico	50% Plástico
10% TPR + EVA	10% TPR + EVA	10% TPR + EVA
30% Polyester + Nylon	30% poliéster + nylon	30% Polyester + Nylon
10% PU Foam	10% Espuma PU	10% Espuma PU

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Remove the liner from the B-Walk Air Walker.
Hand wash with mild detergent and cold water. Lay the liner flat and let it air dry.
The plastic structure of the device can be cleaned with a damp cloth and mild detergent.

Remova o revestimento do B-Walk Air Walker.
Lave à mão com detergente neutro e água fria. Coloque o forro sobre uma superfície plana e deixe secar ao ar livre.
A estrutura plástica do aparelho pode ser limpa com um pano úmido e detergente neutro.

Retire el forro del B-Walk Air Walker.
Lávalo a mano con detergente suave y agua fría. Coloque el forro en una superficie plana y déjelo secar al aire libre.
La estructura de plástico del dispositivo se puede limpiar con un paño húmedo y detergente suave.