


COLCHÓN ANTIESCARAS THERADAYS

SKU: TM526



Precio mensual:

UYU \$1000

Precio quincenal:

UYU \$550

- ✓ Diseño de 3 capas para mayor soporte y confort.
- ✓ Espuma base de alta densidad 26D para mayor durabilidad.
- ✓ Dimensiones: 92 x 203 x 15 cm.
- ✓ Funda 100% poliéster con tratamiento impermeable.
- ✓ Espuma superior Memory Foam 22D con partículas de gel
- ✓ Ayuda a prevenir escaras y úlceras por presión.



Modalidad de entrega: **Envíos disponibles.**

Contáctanos ahora



098 128 870



ventas@mediimport.com



www.mediimport.com