

SILLA THERAMOVE DE TRANSFERENCIA 4 EN 1

SKU: TM995



Precio mensual:

UYU \$1900

Precio quincenal:

UYU \$1050

- ✓ Peso soportado: 130 kg
- ✓ Material: Acero de alta resistencia, plástico y espuma acolchada
- ✓ Asiento acolchonado con funda impermeable
- ✓ Respaldo con cinturón de seguridad
- ✓ Ruedas médicas silenciosas con freno delantero.
- ✓ Manijas de empuje



Modalidad de entrega: **Envíos disponibles.**

Contáctanos ahora



098 128 870



ventas@mediimport.com



www.mediimport.com