



Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
29/06/2026

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Electric lift chair with 8-point massage
Poltrona de elevação elétrica com 8 pontos de massagem
Sillón de elevación eléctrica con masaje de 8 puntos

Dimensions • Dimensões • Dimensiones

84 x 92 x 102 cm

Weight • Peso • Peso

41.8 kg

Seat (W x D x H) • Assento (L x P x A) • Asiento (A x P x Al)

48 x 53 x 47 cm

Armrest height • Altura do apoio de braço • Altura del apoyabrazos

63 cm

Seat height • Altura do assento • Altura del asiento

47 cm

Back height when reclined • Altura do encosto (reclinado) • Altura del respaldo (reclinado)

93 cm

Total depth • Profundidade total • Profundidad total

137 cm - when fully extended • totalmente estendida • totalmente extendida

Footrest height • Altura do apoio para pés • Altura del reposapiés

42 cm - when open • aberto • abierto

Angle of inclination • Ângulo de inclinação • Ángulo de inclinación

Opened 136°, Closed 108°, Lifting 40° • Aberto 136°, Fechado 108°, Lifting 40° • Abierto 136°, Cerrado 108°, Lifting 40°

Wheels dimensions • Dimensões das rodas • Dimensiones de las ruedas

47 mm

Maximum Supported Weight • Peso Máximo Suportado • Peso Máximo Soportado

158 kg - excluding tolerance • excluindo tolerância • excluyendo tolerancia

Nominal output voltage • Tensão de Saída Nominal • Tensión de Salida Nominal

AC100 - 240V

Input voltage range • Faixa de Tensão de Entrada • Rango de Tensión de Entrada

DC29V - 1.8A

Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

1 un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

86 x 76 x 65 cm

Gross Weight • Peso Bruto • Peso Bruto

44.8 kg





TM3000




TM3001



TM3002



TM3003



TM3004

Materials • Materiais • Materiales

Structure: Iron frame, motor, and wooden frame.

Filling: 30D high-resilience foam.

Cover: Premium quality fiber, breathable synthetic leather, and fabric.

Estrutura: Ferro, motor e marco de madeira.

Enchimento: Espuma de alta resiliência de alta densidade 30D.

Revestimento: Fibra de alta qualidade, couro sintético transpirável e tecido.

Estructura: Estructura de hierro, motor y marco de madera.

Relleno: Espuma de alta resiliencia de alta densidad 30D.

Cubierta: Fibra de alta calidad, cuero sintético transpirable y tela.

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Allowed Cleaning: Water, mild soapy water, 70% isopropyl alcohol, and certified disinfectant wipes.

Prohibited Products: Strong corrosive chemicals, abrasive cleaners, strong organic solvents, high-pressure steam cleaners, or direct rinsing with water. Synthetic Leather

Maintenance (Eco-leather): Apply leather moisturizer every 3 months.

Maintenance Process: Clean the surface with a soft cloth, apply the moisturizer evenly, let it absorb for 15 minutes, and buff with a clean, dry cloth. Storage: Dry, ventilated, and cool indoor location.

Limpeza Permitida: Água, água com sabão suave, álcool isopropílico diluído a 70% e lenços desinfetantes especiais certificados.

Produtos Proibidos: Químicos corrosivos fortes, limpadores abrasivos, solventes orgânicos fortes, limpadores a vapor de alta pressão ou enxágue direto com água.

Manutenção do Couro Sintético (Eco-couro): Aplicar hidratante para couro a cada 3 meses.

Processo de Manutenção: Limpar a superfície com pano macio, aplicar o hidratante uniformemente, deixar absorver por 15 minutos e lustrar com pano limpo e seco.

Armazenamento: Local interno seco, ventilado e fresco.

Limpieza Permitida: Agua, agua con jabón suave, alcohol isopropílico diluido al 70% y toallitas desinfectantes certificadas.

Productos Prohibidos: Químicos corrosivos fuertes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos fuertes, limpiadores a vapor de alta presión o enjuague directo con agua.

Mantenimiento del Cuero Sintético (Eco-cuero): Aplicar crema hidratante para cuero cada 3 meses. Proceso de

Mantenimiento: Limpiar la superficie con un paño suave, aplicar el hidratante de manera uniforme, dejar absorber durante 15 minutos y lustrar con un paño limpio y seco.

Almacenamiento: Lugar interior seco, ventilado y fresco.